



**Efectivo, rápido, seco,
seguro y versátil.**

Doble cierre de seguridad:
Cierre eléctrico + cierre mecánico.

Generador de vapor:
Diseño patentado de alta eficiencia.
Seguro y confiable.

Tuberías de latón:
Resistentes a altas temperaturas y
presión, consiguiendo que sea duradero y
seguro.

**Sistema automático de
emergencia:**
Se desconecta el equipo en caso de fallo
eléctrico o cortocircuito.

Válvula de seguridad:
Evita que la cámara sufra un exceso de
presión.

Filtro de bacterias:
Alta calidad, precisión de 2 µm.

Diseño:
Diseño sencillo y elegante.

Válvulas solenoides.

Especificaciones:

Capacidad: 23L.
Tamaño de la cámara: 25 x 45cm.
Pantalla: LCD.
Cerradura: Eléctrica + mecánica.
Tamaño de la caja: 77 x 57 x 51cm.
Peso (G.W / N.W): 63kg / 55kg.
Suministro energético: 220V / 50Hz 2,4Kw.
Soportes de salida: USB + Impresora.
Impresora: Thermal/stylus.
Certificación: CE 1023, ISO 13485
Estándar: BS EN 13060:2004 + A2:2010

Autoclave de 23 Litros Clase B



Temperatura de esterilización:
105 - 134°

Presión máxima de trabajo:
0.21 - 0,23 MPa

Diámetro de la cámara:
25cm

Profundidad de la cámara:
45m

Autoclave de Óxido de Etileno: 60 / 135 Litros:

Axis ofrece la última tecnología en sistemas de esterilización por difusión de gas.

El óxido de etileno se usa en centros de salud para esterilizar artículos que son sensibles a la humedad o al calor y no se pueden esterilizar con vapor u otros métodos de esterilización.



Autoclaves @x Axis:



- 100% Óxido de etileno y 100% Seguro
- Placa de presión de junta y sellado tipo vacío
- Esterilización y Ventilación en el mismo gabinete
- Prácticos y fáciles de usar
- Construcción robusta
- Uso sin riesgo de fallas, completamente libre de mantenimiento.
- Nuevo software compatible con estudios de validación EN 14937.
- Apto para esterilización invasiva
- Cumple con informes de prueba y calidad MOR, EN 61010-2-40, EN 61010-1, EN 60601-1-2 EMC, EN 60601-1, ISO 9001-13485

Cartuchos de gas EO de Axis (serie AR)

- Bolsa contenedora.
- Cartucho 100% Gas de 11g o 5g.
- Chip de humedad.
- Indicador de dosímetro.
- Formulario de seguimiento del dosímetro.



Especificaciones:

- **Display:** Dixell Controller
- **Voltaje:** 110-220 VAC
- **Temperatura de trabajo:** 30-59°C
- **Material externo:** Acero inox decorativo
- **Material interno:** Acero inoxidable
- **Seguridad:** Cerradura de puerta manual
- **Preacondicionamiento:** 0-9 horas
- **Esterilización:** 1-9 horas
- **Aireación:** 0-9 horas
- **Tiempo de ciclo total:** 1-27 horas
- **Cartuchos EO:** ARQ-11 / ARQ-5 / AR-11

Autoclave @x Axis 60 Litros

Esterilizador mediante óxido de etileno.

- **Capacidad:** 60L
- **Dimensiones internas:** 35x50x35 cm
- **Dimensiones externas:** 37x61x41 cm
- **Peso:** 23Kg
- **Potencia:** 200W

Autoclave @x Axis 135 Litros

Esterilizador mediante óxido de etileno.

- **Capacidad:** 135L
- **Dimensiones internas:** 35x110x35 cm
- **Dimensiones externas:** 37x122x41 cm
- **Peso:** 41Kg
- **Potencia:** 400W